

## PIPETAS MULTICANAL TOMOS

Las pipetas multicanal TOMOS son ideales para trabajar con placas microtiter. Estas pipetas están especialmente diseñadas para trabajar en la transferencia de muestras, en series de diluciones y para lavado de las placas microtiter.

El cuerpo de las puntas puede girar libremente 360°. Disponen de sistema de bloqueo de volumen y expulsor de puntas

Son totalmente autoclavables sin desmontar a 121°C y compatibles con puntas universales (amarillas).



Modelo	Volumen ( $\mu$ l)	Exactitud	Precisión	División ( $\mu$ l)
P8 x 20	2-20	6-1.5%	2.5-0.4%	0.02
P8 x 200	20-200	2.5-1%	1.25-0.5%	0.2
P12 x 20	2-20	6-1.5%	2.5-0.4%	0.02
P12 x 200	20-200	2.5-1%	1.25-0.5%	0.2