


## INFORMACIÓN Y PRECIOS DE BAÑOS TERMOSTÁTICOS <6 litros

BAÑO TERMOSTATICO INOX REGULACION Tª ANALOGICA 2L 110°C * Analógico, completo de acero inox	<b>300 €</b>
--	--------------




Características:

L	°C	± °C	W		REG	D	H	W	D	H	W	Kg
2	110	1,0	400	—	—	130	150	150	170	230	185	3

BAÑO TERMOSTATICO INOX REGULACION Tª DIGITAL 2L 110°C *Digital, completo en acero inox	<b>530 €</b>
---	--------------




Características:

L	°C	± °C	W		REG	D	H	W	D	H	W	Kg
2	110	0,1	400	—	DIG	130	150	150	170	230	185	3

BAÑO TERMOSTATICO 2 LITROS 100°C *Chasis metálico, cuba de acero inox	<b>270 €</b>
--	--------------



Características:

L	°C	± °C	W		REG	D	H	W	D	H	W	Kg
2	110	1,0	400	—	—	130	150	150	170	230	185	3

EXTRAS QUE SE HAN DE AÑADIR A LOS MODELOS DE ESTA PÁGINA:

TAPA P/ BAÑOS DE 2 LITROS	<b>15 €</b>
FONDO CUBRERESISTENCIAS P/ BAÑO DE 2-4 LTRS H 20 MM	<b>16 €</b>

(\*)Precios sin IVA, no incluye el transporte.

### **BAÑOS ANALÓGICOS:**

- Selector de temperatura con termostato hidráulico de hasta 100°C graduado cada 2°C.
- Cubeta interior de acero inoxidable, mueble exterior de acero pintado con pintura epoxi.
- Con manguera de desagüe y pilotos de señalización cuando se llega a la temperatura deseada.
- **Tapa y anillos reductores incluidos.**

**REFERENCIA 50600003**

**PRECIO: 230€**



Referencia / Code	50600003
Modelo / Model	600/3
Capacidad / Capacity	3 L
Consumo / Consumption	300 W
Medidas útiles / Useful dimensions	17x17x7 cm
Medidas externas / External dimensions	30x20x20 cm
Orificios / Holes	1
Peso / Weight	4 kg

**REFERENCIA 50600005**

**PRECIO: 280€**



Referencia / Code	50600005
Modelo / Model	600/5
Capacidad / Capacity	5 L
Consumo / Consumption	500 W
Medidas útiles / Useful dimensions	32x17x7 cm
Medidas externas / External dimensions	42x21x17 cm
Orificios / Holes	2
Peso / Weight	7 kg

**(\*)Precios sin IVA, no incluye el transporte.**

### **BAÑOS DIGITALES:**

- Con lectura digital y regulación de la temperatura y tiempo.
- Temperatura hasta 100°C (Baños de agua) o hasta 200°C (baños de aceite) con una resolución de 1°C.
- Temporizador digital para trabajar en periodos de tiempo concretos, desde 1 min hasta 9h y 59min.
- Señal acústica que marca el fin del periodo seleccionado y el sobrecalentamiento del baño cuando la temperatura del mismo excede en 5°C a la temperatura seleccionada.
- Sensor de alta precisión con exactitud de  $\pm 1^\circ\text{C}$ .
- Cuentan con manguera para desagüe.
- **Tapas y anillos reductores no incluidos.**

**REFERENCIA 50601003**  
**REFERENCIA 50601005**

**PRECIO: 299€**  
**PRECIO: 350€**

Referencia / Code	50601003	50601005
Modelo / Model	601/3	601/5
Capacidad / Capacity	3 L	5 L
Consumo / Consumption	300 W	500 W
Medidas útiles	17x17x7 cm	32x17x7 cm
Useful dimensions		
Medidas externas	30x20x20 cm	42x21x17 cm
External dimensions		
Orificios / Holes	1	2
Peso / Weight	4 kg	7 kg
Alimentación / Power supply	220 V / 50 Hz	



**REFERENCIA 90600562    PRECIO: 20€**

Juego de aros concéntricos para ajustar el diámetro de un orificio según las necesidades concretas del usuario del baño termostático.

Compuesto por aros de 100, 80, 60 y 40 mm



**(\*)Precios sin IVA, no incluye el transporte.**