

PIPETAS AUTOMÁTICAS DE VOLÚMEN VARIABLE

Las pipetas automáticas TOMOS son robustas, ligeras, precisas y ergonómicas para dispensar líquidos en procesos de rutina en el laboratorio.

Características que hacen de las pipetas TOMOS instrumentos de precisión y calidad:

- Totalmente autoclavables.
- Ergonómicas, ligeras y robustas.
- Con sistema de bloqueo de volumen para asegurar precisión durante el proceso.
- Con expulsor de puntas.
- Disponibles 7 modelos entre los rangos de 0.1 μ l y 5000 μ l.



Modelo	Volumen (μ l)	Exactitud	Precisión	División(μ l)
SL-P2	0.1-2	6-1.5%	6.0-0.7%	0.002
SL-P10	1-10	2.5-1%	1.25-0.4%	0.02
SL-P20	2-20	5.0-1.0%	1.5-0.3%	0.02
SL-P100	10-100	1.8-0.8%	0.5-0.15%	0.2
SL-P200	20-200	1.0-0.8%	0.5-0.15%	0.2
SL-P1000	100-1000	1.5-0.8%	0.3-0.15%	2